

Applied BioProbes


# 核酸定量试剂盒

—— 精准、灵敏、特异性

Applied BioProbes 公司 (GeneCopeia 旗下子公司) 提供一系列 iQuant™ 核酸定量试剂盒。iQuant™ 核酸定量试剂盒采用特异性新型核酸染料与 DNA 或 RNA 选择性结合产生荧光, 从而实现精确而灵敏的荧光定量。与传统用 NanoDrop 测吸收的方法相比, iQuant™ 核酸定量试剂盒具有灵敏度高、线性范围宽、定量更精确等优点, 并且与 Life Technologies 的 Qubit® 荧光仪可以完全兼容使用。


- 产品特点**
- ▶ 灵敏度高;
  - ▶ 线性范围宽;
  - ▶ 操作简单;
  - ▶ 精确;
  - ▶ 与 Qubit® 兼容。

## 简易操作流程




Applied BioProbes 公司最新推出的 iQuant™ NGS dsDNA 定量试剂盒采用结构稳定的新型核酸染料与缓冲液预先配成 1X 工作液。使用时只需与 DNA 样品混合，即可读取荧光值。操作更方便，结果更可靠，是二代测序大规模 DNA 样品定量的理想选择。

产品名称	检测区间	货号	规格	价格
iQuant™ NGS-HS dsDNA Assay Kit	10 pg/μL – 100 ng/μL	N020-1	250T	¥ 1000
		N020-2	500T	¥ 1600
iQuant™ NGS-BR dsDNA Assay Kit	100 pg/μL – 1,000 ng/μL	N021-1	250T	¥ 1000
		N021-2	500T	¥ 1600



iQuant™ NGS-HS dsDNA Assay Kit



iQuant™ NGS-BR dsDNA Assay Kit

## 产品订购信息

产品名称	检测区间	货号	规格	价格
iQuant™ HS dsDNA Quantitation Kit	10 pg/μL – 100 ng/μL	N011	1,000T	¥ 1800
iQuant™ BR dsDNA Quantitation Kit	100 pg/μL – 1,000 ng/μL	N013	1,000T	¥ 1800
iQuant™ ssDNA Quantitation Kit	50 pg/μL – 200 ng/μL	N015	1,000T	¥ 1800
iQuant™ HS RNA Quantitation Kit	250 pg/μL – 100 ng/μL	N017	1,000T	¥ 1800
iQuant™ BR RNA Quantitation Kit	1 ng/μL – 1,000 ng/μL	N019	1,000T	¥ 1800
iQuant™ Assay Tubes	-	N022	500 tubes	¥ 600

### GeneCopia, Inc.

Tel: 4006-020-200 020-32068595  
 Email: sales@igenebio.com  
 Web: www.genecopia.com  
 www.igenebio.com



扫描二维码关注  
 官方微信账号  
 易锦生物