

Caspase-3/7 Inhibitor Ac-DEVD-CHO

——细胞凋亡检测试剂

产品货号	产品名称	包装规格	有效期
A043A	Ac-DEVD-CHO	1 mg	1 年
A043B	Ac-DEVD-CHO	5 mg	

储存条件：-20℃。

产品说明书

GeneCopoeia, Inc. 广州易锦生物技术有限公司

广州高新技术产业开发区广州科学城
掬泉路 3 号广州国际企业孵化器 F 区 8 楼
邮编：510663
电话：4006-020-200
邮箱：sales@igenebio.com
网址：www.abpbio.com www.igenebio.com

Caspase-3/7 Inhibitor Ac-DEVD-CHO

产品介绍

Ac-DEVD-CHO 是合成的多肽，常作为 Caspase-3/7 可逆抑制剂，可以抑制由 Caspase-3/7 激活导致的细胞凋亡。它包含了多聚腺苷二磷酸-核糖聚合酶（PARP）活性切割位点的氨基酸序列。Ac-DEVD-CHO 是最常用的细胞凋亡抑制剂之一，常用于观察特定的细胞凋亡是否通过 Caspase-3/7 激活来介导。

产品特性

- 底物名称: Ac-DEVD-CHO
- 分子量: 502.5
- 多肽序列: DEVD
- 溶于 DMSO

产品应用

酶活性分析

© 2015, GeneCopoeia, Inc.

广州易锦生物技术有限公司

广州高新技术产业开发区广州科学城掬泉路 3 号

广州国际企业孵化器 F 区 8 楼

邮编: 510663

电话: 4006-020-200

邮箱: sales@igenebio.com

网址: www.abpbio.com (英文) www.igenebio.com (中文)